

Aanleveren van modellen voor freeswerk

STEGGEN

- Vast model met implantaatreplica's en met tandvleesmasker
- Optioneel: proefopstelling

KROON- EN BRUGWERK OP IMPLANTATEN

- Implantaatmodel
 - Partiëel: zaagmodel met tandvleesmasker met de mogelijkheid om te verzagen waar nodig
 - Edentaat: vast model met tandvleesmasker over de volledige kam
- Tegenmodel

TRADITIONEEL KROON- EN BRUGWERK

- Zaagmodel
 - Uitneembare stompen
 - Uitneembare buurtanden
 - Uitneembare tandvleesdelen ter hoogte van pontics
- Tegenmodel

EXTRA'S

- ✓ Uitgieten van modellen
- ✓ Bijslijpen van zelf uitgegoten modellen
- ✓ Uitneembare stompen
- ✓ Stomppreparaties

Articuleren van modellen voor freeswerk

Werken dienen aangeleverd te worden op sokkels, ingegipst op Artex Splitex articulator

Volgende werken moeten in articulator worden ingegipst

- Alle vol anatomische structuren
- Alle werken inclusief porseleinverblending door Labo Vanderbeken
- Complexe beetsituaties die niet uit de hand kunnen gearticuleerd worden

Volgende werken kunnen zonder articulator worden geproduceerd:

- Eenvoudige kapjes met eenvoudig te situeren beet

EXTRA'S

- ✓ In articulator Artex Splitex plaatsen

Aanleveren van digitale modelscans voor Innodema freeswerk

IMPLANTATEN

- Enkel mogelijk met scanbodies Innodema, aangeleverd door Dental Labo Vanderbeken
- Indicaties
 - Steggen
 - Verschroefde totale bruggen: aanleveren van onder-, boven- en beetscan

STRUCTUREN OP NATUURLIJKE PIJLERS

- CoCr : aanleveren van onder-, boven- en beetscan
- Zirkonium: aanleveren van onder-, boven- en beetscan

OPBEETPLATEN EN RICHTPLATEN

- Aanleveren van onder-, boven- en beetscan

Aanleveren van digitale designs voor Innodema freeswerk

DESIGN SOFTWARE

- Wij ontvangen enkel open STL-files

IMPLANTATEN

- Enkel mogelijk met scanbodies Innodema, aangeleverd door Dental Labo Vanderbeken
- Library Innodema wordt geïntegreerd in de software
- Indicaties

- **STEGGEN**

- **ABUTMENTS**

- Enkel STL-files met construction info in combinatie met Ti-base.
- Klant moet type Ti-base aangeven

- **VERSCHROEFDE BRUGGEN**

- Rechtstreeks op implantaatniveau
 - Enkel mogelijk met scanbodies Innodema en library Innodema
 - In CoCr en Titanium
- Op Ti-base
 - Enkel STL-files (met construction info) in combinatie met Ti-base.
 - Klant moet type Ti-base aangeven
 - In CoCr, Titanium en Zirkonium

STRUCTUREN OP NATUURLIJKE PIJLERS

- CoCr
 - Enkel STL-files (met construction info)
- Zirkonium
 - Enkel STL-files (met construction info)
 - Parameters van de randen moeten vooraf ingesteld worden in functie van de het materiaal en de freesmachine in overleg met de CAD/CAM afdeling

RICHTPLATEN EN OPBEETPLATEN

- Enkel STL-files (met construction info)